

POP-MT-CGO 006 - CARDIOVERSOR E DESFIBRILADOR

1. Objetivo:

- Manutenção corretiva dos equipamentos.

2. Campo de Aplicação:

- Sala de Emergência

3. Responsabilidade:

- Colaboradores da Manutenção.

4. Descrição:

Quando: Sempre que solicitado manutenção corretiva.

Como:

- Realizar manutenção apenas nas pás;
- Verificar integridade externa;
- Verificar Bateria Interna;
- Verificar cabos;
- Realizar testes de funcionamento;
- Não conseguindo resolver o problema, encaminha para assistência especializada.

	Nome	Data
Elaborado por:	Adriano Vieira da Silva	02/05/2024
Aprovado por:	Marcelo Lopes Fagundes	02/05/2024